

# Anzahl Bohrereinsätze






## CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE

### Guide System







- Die schneidenden Instrumente müssen nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden, spätestens aber nach 10 bis 20 Anwendungen, in Abhängigkeit von der Knochenqualität.
- Es dürfen nur scharfe Bohrer verwendet werden, diese müssen unbeschädigt und frei von Korrosion sein.
- Ausführliche Informationen zur Aufbereitung der Instrumente sind in der „Aufbereitungsanweisung für das CAMLOG®/CONELOG® Implantatsystem“, Art.-Nr. J8000.0032, beschrieben und müssen beachtet werden.

Bitte beachten Sie: Weitere Gebrauchsanweisungen und Arbeitsanleitungen zu Produkten von Camlog finden Sie auf <http://ifu.camlog.com>. CAMLOG® und CONELOG® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH.






#### Pilotbohrer

	Farbcodierung, Ø	Art.-Nr.	Länge 5 mm	Art.-Nr.	Länge 7 mm	Art.-Nr.	Länge 9 mm	Art.-Nr.	Länge 11 mm	Art.-Nr.	Länge 13 mm	Art.-Nr.	Länge 16 mm
	3.3 mm	J5074.3305				J5074.3309		J5074.3311		J5074.3313		J5074.3316	
	3.8 mm	J5074.4305		J5074.4307		J5074.4309		J5074.4311		J5074.4313		J5074.4316	
	5.0 mm	J5074.5005		J5074.5007		J5074.5009		J5074.5011		J5074.5013		J5074.5016	


#### Vorbohrer (L 5 mm)/ Formbohrer

	Farbcodierung, Ø	Art.-Nr.	Länge 5 mm	Art.-Nr.	Länge 7 mm	Art.-Nr.	Länge 9 mm	Art.-Nr.	Länge 11 mm	Art.-Nr.	Länge 13 mm	Art.-Nr.	Länge 16 mm
	3.3 mm	J5076.3305				J5076.3309		J5076.3311		J5076.3313		J5076.3316	
	3.8 mm	J5076.3805		J5076.3807		J5076.3809		J5076.3811		J5076.3813		J5076.3816	
	4.3 mm	J5076.4305		J5076.4307		J5076.4309		J5076.4311		J5076.4313		J5076.4316	
	5.0 mm	J5076.5005		J5076.5007		J5076.5009		J5076.5011		J5076.5013		J5076.5016	

#### Dense bone drill

	Farbcodierung, Ø	Art.-Nr.	Länge 7 mm	Art.-Nr.	Länge 9 mm	Art.-Nr.	Länge 11 mm	Art.-Nr.	Länge 13 mm	Art.-Nr.	Länge 16 mm
	3.3 mm			J5078.3309		J5078.3311		J5078.3313		J5078.3316	
	3.8 mm	J5078.3807		J5078.3809		J5078.3811		J5078.3813		J5078.3816	
	4.3 mm	J5078.4307		J5078.4309		J5078.4311		J5078.4313		J5078.4316	
	5.0 mm	J5078.5007		J5078.5009		J5078.5011		J5078.5013		J5078.5016	

#### Formbohrer für Ø 3.8 Unterpräparation

	Farbcodierung, Ø	Art.-Nr.	Länge 9 mm	Art.-Nr.	Länge 11 mm	Art.-Nr.	Länge 13 mm	Art.-Nr.	Länge 16 mm
	3.3 mm	J5077.3309		J5077.3311		J5077.3313		J5077.3316	



camlog

a perfect fit